

必ず来る勝機を、最高の準備をして、絶対逃すな!!

SUPPORT SPORTS ATHLETE
GOOD CONDITION
http://good-condition.jp



SUPPORT SPORTS ATHLETE
GOOD CONDITION
High quality supplements & sports oil maker online shop



業界のプロも太鼓判!

各種プロスポーツからアマチュアスポーツ選手のトレーナー兼、オリジナルマッサージクリーム、サプリメントなどの開発製造販売をおこなっております。

TRINOX 社と共同開発でオリジナルブランド商品の製造や TRINOX 商品の販売を推し進めてますが、使用して頂いた各選手の方々からかなりの反響を得ています、今までにない体調の変化やバランスの改善などに評判も上々です。

グッドコンディション代表(塩田宗廣氏 著)

【スポーツ・コンディショニングクリーム】

即浸透マッサージクリームに、超微細振動加工 (TRINOX) をした特殊なクリーム



バイブレーション SS ゴールドはスポーツ前の動きにくい身体を、レースやトレーニングに向けて体に軸を入れスタンバイ状態にするマッサージクリームです。

超微細振動の共振作用で細胞を活性化、身体活動を潜在的なレベルに近づけ血液の循環を促進することにより、パフォーマンスの向上が期待できます。

超微細振動 (トリノックス) 加工したクリームを塗ることにより、人間がもっている微弱電流とクリームから発振される微細振動の共鳴効果により、血液や細胞の結晶水を活性化、身体活動を潜在的なレベルに近づける効果が期待できます。

塗り方は、基本的には動かしたい部分に塗るとよく動きます。体の軸を内側に入れたい場合、下半身は下腿部、大腿部は外側、恥骨周辺、体の軸を外に入れたい場合は、下半身は内股に塗ってください。

感覚は、塗った部位がよく動く感じや、使い方がスムーズになった感じがあります。



即浸透マッサージクリームに、超微細振動を直接印可したウェーブモーション・SSシルバーは、いち早く体を OFF にするスーパーアフターケアクリームです。

塗るのに重要なのが、疲れた箇所はもちろん体幹部である大殿筋周りです。自分では、塗れない広背筋や、脊柱起立筋などに塗るとさらに効果は増します。

コンディショニングを整える最重要キーワードは「OFF」!!
身体の波長を整えるのに有効な水晶やトルマリン、身体をリラックスさせるラジュウムやアロマオイルそしてローズウォーターなどをふんだんに配合、さらにクリームのパワーを増幅させる銀箔を配合し直接超微細振動を印可、これによりプロアスリートの従来版(青)の性能をさらに超えたクリームに仕上がりました。

ホットコンディショニング



冬場の外出やスポーツで身体を熱くして、パフォーマンスをあげる目的で作られました。大きな特徴は、ホットクリーム系で使われる「カプサイシン(唐辛子エキス)」を使用していないところにあります。

カプサイシンは、どうしてもヒリヒリ感があり、それを鎮めるにも時間がかかりました。当社採用のパニルプテルはヒリヒリ感なく体の外側と内側をうまく熱くすることに成功、今までにない使用感を得ることができました。

さらに超微細振動加工を直接印可したクリームを塗ることにより、人間がもっている微弱電流とクリームから発振される超微細振動の共鳴効果により、血液や細胞の結晶水を活性化、身体活動を潜在的なレベルに近づけ、身体のバランスを最上の状態に(肩こり、腰痛、足の痛みなどの改善)する効果が期待できます。 300g ¥4,980(税別)

ステンレスボトル

(振動機能水・発生)

真空二重構造
ステンレスボトル

500 ml



TRINOX(超微細振動)加工したステンレスボトルに水分を入れておくだけで、ボトル全体から発振される微細振動波と水分の共振作用で分子配列を瞬時に整え、あらゆる水分を振動機能水に変化させます。

普通の水道水でも、まるでやかに美味しく、また水分の体内循環が良くなり身体の隅々まで素早く浸透し細胞を活性化、身体のバランスを整えることが期待できます。

水道水、ミネラルウォーター、スポーツドリンクなどを入れて振動機能水に、運動時の水分補給や、起床時・食事・就寝前など日常のあらゆるシーンでの水分補給に是非お試しください。

放電と捕電による電子回路の形式



TRINOX ステンレスボトルに水分を入れるとボトルから発振している微細振動波の影響(共振作用)を受け、起電微粒子が多数発生すると考えられます。発生した起電微粒子が、大気や物質(水分)の中にある自由電子(マイナスの素粒子)を捕まえて取り込むことにより、余った電子が押し出され、それが再び取り込まれると電子回路が発生します。その微弱な電子の流が水分子にエネルギーを与えます。

LEO FRESCO **TRINOX**【超微細振動加工】で限界突破



Sports サングラス & ウェアー



TRINOX
LEOTTI



LEOTTIは、様々なスポーツシーンであなたをアシストするため、優れた機能を持ったアイウェアを提供します。
また、機能だけでなく身に着ける際に不可欠な快適性も兼ね備えたパーフェクトな製品を追求し続けます。
LEOTTIのパーフェクトを目指す旅はまだ始まったばかり。
あくなきPASSIONとENTHUSIAMで高みへの挑戦は続いていきます。



PRO が認める驚異の効果

CARE SYSTEM

MicroVibration TRINOX



株式会社ケア・システム x 株式会社トリノックス
コラボ商品開発ブランド



感じて下さい。新しい介護のスタートです。

MOVIN'CARE®

カスタマイズとオリジナルの福祉用具
ムービンケア シリーズ



無いものは創る

福祉用具は、介護者の自立支援のための大切な道具です。しかし、その福祉用具も単体としての機能しか発揮しておらず、それぞれの介護者の使用環境全体での、適合性や向上性は図られていません。

ケア・システムでは、居室での全体的な介護環境を「創造」「進化」「改革」するために、世の中に無い福祉用具は自社で創ります。

株式会社ケア・システムの福祉・介護用品のノウハウに、株式会社トリノックスの超微細振動 (TRINOX) 加工技術を取り入れた、今までにない最新の商品を開発・製造していきます。

体にかかる
圧からの痛みを軽減し
褥瘡予防を促進!

背抜き・圧抜き
体位変換もラクラク
移乗介助の負担を軽減!



日本製

MicroVibration TRINOX

トリノックス
微細振動
加工

超微細の作用で細胞が活性化!
人間が本来あるべき健康な状態に
近づきやすくなります。



Positioning Glove

ポジショニンググローブ

(2枚組) フリーサイズ

離床応援マイクロフリースベッドパッド with TRINOX

寝返り・起き上がり・立ち上がりを応援します。

離床応援BOXシート with TRINOX

血行促進や新陳代謝の活性化を応援します。



ポジショニンググローブ (2枚組)

ソフトタイプ・ハードタイプ・ストロングタイプ
介護時の体位変換や背抜き・圧抜きなど、介護者の負担を
軽減し、要介護者の褥瘡予防を促進するグローブです。

介護シーンにおける当たりの道具にしてください!



ソフトタイプ
お手軽な着脱が可能な
ポジショニンググローブの王道に
（手袋の裏面にはマイクロフリース加工）

ハードタイプ
丈夫な生地で作られた
ポジショニンググローブ
（手袋の裏面にはマイクロフリース加工）

ストロングタイプ
厚手の生地で作られた
ポジショニンググローブ
（手袋の裏面にはマイクロフリース加工）

MicroVibration TRINOX シリーズ

[チタン+ゲルマニウム] × 微細振動
=トリノックスパワー

トリノックスシリコンチョーカー
■サイズ: [W]30cm [L]57cm
■カラー: ブラック/レッド/ホワイト/ブルー/グリーン/ロイヤルブルー
■メーカー希望小売価格(本体): 3,980円(税別)



トリノックスシリコンプレズレット
■サイズ: [W]18cm [L]21cm
■カラー: ブラック/レッド/ロイヤルブルー/マゼンダ/シアン
■メーカー希望小売価格(本体): 2,980円(税別)

装着した瞬間に実感!

永久微細振動、
ルードアプローチ作用で
身体本来のもつパワーを発揮!

様々なライフシーンで
あなたをサポート!





しあわせ創り・ゆめ創り

CARE SYSTEM MOVIN' CARE

株式会社 ケア・システム

ムービングケア シリーズ

TRINOX トルマリン・MAXシール マイクロカレント「生体電流」を整える



NEW



シールサイズ 20mm x 21mm 【2シート 24シール】
シールサイズ 48mm x 48mm 【2シート 4シール】

トルマリン・MAXシールは高分子化学技術とスポーツ医学から生まれた特許商品の【MAX テープ】に、自然界から採取した天然鉱石(トルマリン)のナノ化パウダーをテープに練りこみ、TRINOX社の独自特殊技術で超微細振動加工を直接施した、最新のテクノロジーシールです。

TRINOX(超微細振動)加工したシールを装着することにより、トルマリンから発生するマイナスイオンと超微細振動の共振・共鳴(レゾナンス)作用で、身体を流れる生体電流を整え、血液や細胞の結晶水を活性化、副交感神経にも作用をおよぼし免疫力の向上が期待できます。身体活動を潜在的なレベルに近づけ筋肉をリフレッシュ、筋肉痛や腰痛・肩こりをシールが体の中からサポートしてくれます。(肩こり・腰痛・患部の痛みにも有効的)「日常生活」や「仕事」「スポーツ」などに必要な身体のバランスを整えます。

トルマリン・MAX テープ

- ◆ 安心で高品質な完全純日本製基布
- ◆ 360度全方向に伸縮性のあるナイロン製素材
- ◆ 刺激性の少ないアクリル系粘着剤にトルマリン鉱石を配合
- ◆ 水に強い速乾性

エアースルー構造(特許取得済み)

ムレにくく、被れにくい分子レベルでの通気孔を実現!! 特殊な粘着剤塗布技術により通気性を確保するため多数の通気孔を開けています 取得特許番号 PAT.Np.6-99671 MAX テープは通常のテープより通気性、伸縮性、強度に優れています。

トルマリン

トルマリンは電気石と呼ばれ、生体電流と同じ微弱電流を流し続けます。トルマリン鉱石は微粉末にするほど効果が出やすく、人体の細胞に効果が高いとされる 4~14μm の波長を持ち、汗と外部刺激が加わることによりマイナスイオンと遠赤外線効果が絶えず放散され、細胞の活性化を促進することが証明されています。痛みの緩和、血液やリンパ液の循環促進などに効果があります。



理学療法生まれのマイクロウェーブ

「マイクロウェーブ」は非常に細かい固有の振動「ゆらぎ 1/f」を有しその振動数は非常に微細である為、あらゆる物質を活性化すると考えられています。特に人体において言うならば細胞レベルへマイクロウェーブが伝達する事により、血行促進や新陳代謝の活性化が起こると考えられます。これはマイクロウェーブの振動が水と反応する事により起こる作用ですが、人間の全身には隅々まで血液が循環しています。この生体中の水分が超微細振動波が伝導し、細胞が調律され、人間が本来あるべき健康な状態へと導こうと常に働きかけます。



しあわせ創り・ゆめ創り

CARE SYSTEM MOVIN' CARE

株式会社 ケア・システム

次なるステージへ。

ムービングケア シリーズ

TRINOX ハイエナジー・振動機能水 スプレーボトル

起電微粒子の幕でマイクロカレント「生体電流」を整えろ!!



起電微粒子の幕は電子のサポーター。生体電流(マイクロカレント)を整流する。ゲルマ+MSM+塩化ナトリウム水を超微細振動の共振作用でイオン化し、ハイエナジー振動機能水に。振動機能水を吹き付けることにより、体の表面に電子の幕張り「生体電流」を整えます。

生体電流＝マイクロカレントとは？

脳や各内臓の活動にも電気が発生しており、現在では細胞レベルでも電気の発生が起きていることが証明されています。こうした元々人体に流れている微弱電流を「生体電流」＝マイクロカレントと呼びます。生体電流は体の機能すべてを動かしている微弱電気であり、私たちが生きていくために重要な役割を担っています。血液やリンパの流れ、脳が各内臓や筋肉に出す命令も、身体各細胞同士の連絡もすべてこの生体電流の電気信号で行われています。

生体電流が滞ると引き起こされる様々な体の不調

約 60 兆個の細胞が集まってきている人間の体も正常な状態では細胞の内側にマイナスイオン、外側にはプラスイオンが存在し、身体の内側と外側のバランスが保たれています。細胞が傷ついたり弱々しくなると細胞の内側も外側もマイナスになりますそれが生体電流の乱れ(停滞)です。健康な細胞は自ら電流を発生し傷ついた細胞を再生しますが、体の中に流れる生体電流が滞っている場合、損傷に対応する電流が不足し、肩や首のこり、腰やヒザの痛み、便秘、頭痛、目の疲れ、慢性疲労、不定愁訴、ケガの回復の遅れ、肌荒れなど様々な身体の不調が起きます。

どうやってその乱れた生体電流を整え補ってあげれば良いのでしょうか？→外部から補ってあげれば良いのです。

超微細振動波の驚異のパワー



電子の膜で生体電流を整える

超微細振動で細胞を根本から活性化
ハイエナジー・振動機能水を皮膚に塗布すると電子の膜を張り、起電微粒子が多数発生すると考えられます。発生した起電微粒子が、大気や物質(水分)の中にある自由電子(マイナスの電気を帯びた素粒子)を捕まえて取り込むことにより、余った電子が押し出され、それが再び取り込まれ電子回路が発生します。皮膚表面から働きかけるその微弱な電子の流れが身体の通電性を高め筋肉を収縮させ、筋肉(柔軟性)の補助、関節のスムーズな動きなどに良い影響を及ぼし、身体のバランスを整え、運動能力を向上させます。身体のバランスを整えることにより、美容、健康、心理面にも好作用をもたらしてくれます。

ゲルマニウムの特性

【有機ゲルマニウム】植物などに含まれる天然のゲルマニウム。もしくはゲルマニウムの結晶に化学反応をおこさせて有機化したものを含めて有機ゲルマニウムと総称されます。

ゲルマニウムに 32℃以上の光や熱が加わると一番外側の軌道の不規則に周遊するマイナス電子が活発に反応し外に飛び出します(超微細振動加工を加えることで、この動きがさらに活発化していると考えられます。)

人の体を通る生体電流は、プラスとマイナスがお互いに調和していなければなりません、体の不調を感じたり、こりや痛みを感じると体内の電位バランスが崩れてその部分はプラスにかたむき異常を訴えます。

肌に接した時、ゲルマニウムから放出されるマイナス電子は、その崩れた電位バランスを整える働きがあるのではと注目されています。

MSM とは、メチルスルフォニルメタンのことで、有機イオウ化合物です。硫黄は、タンパク質、ビタミン、ホルモンなどの生成、エネルギー代謝、肝臓の解毒機能などに不可欠で、慢性変性疾患のリスクも軽減するとても大切な栄養素なのです。

硫黄化合物で、アミノ酸の構成要素の一つである硫黄の供給源です。骨や皮膚、そして細胞組織に必要なコラーゲンの生成を助け、健康な体をつくる上で欠かせない成分であり、更に、関節痛や筋肉痛を緩和して、炎症を抑える効果があります。

【使用方法】(使用前にボトルをよく振ってからご使用ください)

ハイエナジー振動機能水を全身もしくは、重要ポイント(故障箇所など)に吹きかけ、表面に幕が出来るように延ばしてください。



マイクロウェーブ(超微細振動加工) アドバンス・ウェア

レゾナンス効果で生体電流(マイクロカレント)を整える不思議なウェア

【超微細振動加工】とは、極めて高い周波数の振動「ゆらぎ1/f」を印加したのですが、アドバンス・ウェアは、TRINOX 社独自の技術で【超微細振動加工】を直接施してあります。身体のリズムとアドバンス・ウェアから発振される「超微細振動波」の共振・共鳴(レゾナンス)効果により生体電流(マイクロカレント)を整えて、神経や筋肉の調和を目指した最新鋭の衣料品です。

TRINOX 加工されたマイクロウェーブアドバンス・ウェアを着用することでアドバンス・ウェア全体から発振される超微細振動波で心身をリフレッシュ

NEW MOVIN' CARE

次なるステージへ。
ムービンケア シリーズ

マイクロウェーブで快適 Life をお約束



2WAY 長袖 Tシャツ(ハイネック)

S~LL



2WAY ロングスパッツ

S~LL



マイクロウェーブ(超微細振動加工) アドバンス・α

超微細振動加工されたアドバンス・αを着用することでウェア全体から発振されるマイクロウェーブで生体気流が下から上に導かれ、前進力が UP!!



株式会社



MicroVibration
TRINOX




品質保証書

この製品は、株式会社 TRINOX により厳格な品質管理のもとで TRINOX (超微細振動) 加工した製品であることを証明致します。

株式会社トリノックス
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋2-12-13
ショウザンビル10F
TEL: (06)6484-3455

株式会社 響
〒701-8256
倉敷市老松町 2-12-15
ホテル 1-2-3 2 階
TEL: (086)423-5665



手足の痛みやしびれ、肩こり、腰痛などにお悩みの皆様へ朗報!!
従来の高価な健康ジュエリーなどは必要なくなります

貴方がお持ちの、ネックレス・ブレスレット・指輪などの装飾品を直接 TRINOX (超微細振動) 加工致します。
お洒落で美しいジュエリーがそのまま健康ネックレスやブレスレットに生まれ変わります。
TRINOX 加工したジュエリーを体に装着することで、ジュエリーから発振される超微細振動の共鳴効果により血液や細胞の結晶水を活性化、副交感神経にも作用をおよぼし免疫力の向上が期待できます。



『人生は健康とお洒落でなくてはなりません
それが私達の願いです』

トリノックス商品を使用することによって
人間が本来あるべき健康な状態へと導く効果があります。



ウォーキングが軽快
になった!



熟睡が出来るように
なった。



幅広い音域の発声が
出来るようになった。



社交ダンスのバラン
スが良くなった。



グランドゴルフで疲
れない。



パソコンによる眼精
疲労を軽減する。



介護する方と介護の
方に最適です。



身体の柔軟性の効果
がある。

上記の内容はあくまでも個人のご意見です。個人差があります。

株式会社 TRINOX

URL <http://trinox.jp/>

〒542-0086

大阪市中央区西心斎橋 2-13-13 ショウザンビル 10F
TEL: 06-6484-3455 FAX: 06-8319-5075

商品 1 品ごとに TRINOX 加工品質保証書を発行。



「ルードアプローチ効果」1950 年代、アメリカの理学療法士のマーガレット・ルード氏は、身体に振動や刺激を与えて治療する促進方法を考案しました。
昨今、ルードアプローチ (筋神経伝達の促進) 理論を応用した技術がリハビリ治療や、スポーツ、健康、美容などの世界で広く採用されています。

トリノックス社は独自の技術で、シールやテープ、サポーター、スポーツ用品、日用品 (衣類、寝具、食器)、化粧品など身の回りにあるあらゆる物を直接微細振動加工することに成功、あらゆるシーンに対応した商品を提供することが出来ます。
TRINOX 商品を身に着けることにより、あなたの持つ本来のパワーとバランスを最大限に引出してくれます。

NEW

Micro Vibration **TRINOX**



【超微細振動加工】クリスタル・メガネチェーン

顔から、首、肩にかけては、多くのツボがあります。それらのツボをメガネチェーンから発振されるマイクロウェーブ(超微細振動波)が刺激し、マッサージ効果を発揮。目の疲れや、肩こり、ストレスからくる体調不良の改善を図ります。

マイクロウェーブ(超微細振動波)が人体の細胞に流れる電子と共振・共鳴することにより人体に流れる電気を整流することで、血流の改善など身体のバランスを整えてくれます。更に、マイクロウェーブ商品の特性であるアース作用で身体に蓄積している無駄な電気(静電気など)を体外に放出してくれます。

電磁波対策 静電気除去



アクセサリ感覚でつけられるクリスタルのチェーンです



いつものメガネや老眼鏡が一気にオシャレに、メガネをケースにしまう手間が省け、置き忘れ防止にもなります。メガネのつるにシリコンゴムを通すだけで簡単に装着できます。シリコンゴムを外して金具同士をつなぐとネックレスやブレスレットとしても使えます サイズ:全長 70cm クリスタル 3mm 4,800円(税別)



MicroWave 【超微細振動】



理学療法生まれのマイクロウェーブ

「マイクロウェーブ」は非常に細かい固有の振動「ゆらぎ 1/f」を有しその振動数は非常に微細である為、あらゆる物質を活性化すると考えられています。


特に人体において言うならば細胞レベルへマイクロウェーブが伝達する事により、血行促進や新陳代謝の活発化が起こると考えられます。これはマイクロウェーブの振動が水と反応する事により起こる作用ですが、人間の全身には隅々まで血液が循環しています、この生体中の水分に超微細振動波が伝導し、細胞が調律され、人間が本来あるべき健康な状態へと導こうと常に働きかけます。

また、超微細振動を浴びることにより身体の表面に起電微粒子が発生すると考えられています。発生した起電微粒子が、大気や物質(水分)の中にある自由電子(マイナスの電気を帯びた素粒子)を捕まえて取り込むことにより、余った電子が押し出され、それが再び取り込まれ電子回路が発生します。皮膚表面から働きかけるその微弱な電子の流れが身体の通電性を高め筋肉を収縮させ、筋肉(柔軟性)の補助、関節のスムーズな動きなどに良い影響を及ぼし身体のバランスを整えると考えられます。

電磁波対策

静電気除去

同時発売の超微細振動加工のメガネ・ルーペ



拡大率 1.6倍

目の近くの3つのツボ
「攢竹(さんちく)」「睛明(せいめい)」「太陽(たいよう)」を(超微細振動波)で刺激することにより、目の疲れや、肩こり、ストレスからくる体調不良を改善します

メガネチェーンと併用すると効果倍増です。

4800円(税別)



刺激を与えると効果的な目の周辺のツボ

Micro Vibration **TRINOX**



MicroWave

【ゆらぎで健康を科学】

マイクロウェーブ(超微細振動加工)アドバンス・ウェア

レゾナンス効果で生体電流(マイクロカレント)を整える不思議なウェア

【超微細振動加工】とは、極めて高い周波数の振動「ゆらぎ 1/f」を印加したのですが、アドバンス・ウェアは、TRINOX 社独自の技術で【超微細振動加工】を直接施してあります。身体のリズムとアドバンス・ウェアから発振される「超微細振動波」の共振・共鳴(レゾナンス)効果により生体電流(マイクロカレント)を整えて、神経や筋肉の調和を目指した最新鋭の衣料品です。

TRINOX(超微細振動)加工されたマイクロウェーブアドバンス・ウェアを着用することでアドバンス・ウェア全体から発振される超微細振動波で心身をリフレッシュ

マイクロウェーブで快適 Life をお約束




品質保証カード
この製品は、株式会社 TRINOX により厳格な品質管理のもとで Micro Wave (超微細振動)加工した製品であることを保証します。

〒900-0020 東京都品川区東品川 15-22
株式会社 TRINOX
TEL: 03-6749-5075

〒719-0825 広島県尾道市 3-12-15
株式会社 尾道 TRINOX
TEL: 0824-231-8888

理学療法生まれのマイクロウェーブ

「マイクロウェーブ」は非常に細かい固有の振動「ゆらぎ 1/f」を有しその振動数は非常に微細である為、あらゆる物質を活性化すると考えられています。特に人体において言うならば細胞レベルへ超微細振動であるマイクロウェーブが伝達する事により、血行促進や新陳代謝の活発化が起こると考えられます。これはマイクロウェーブの振動が水と反応する事により起こる作用ですが、人間の全身には隅々まで血液が循環しています、この生体中の水分にマイクロウェーブの超微細振動が伝導し、細胞が調律され、人間が本来あるべき健康な状態へと導こうと常に働きかけます。



また、超微細振動を浴びることにより身体の表面に起電微粒子が発生すると考えられています。発生した起電微粒子が、大気や物質(水分)の中にある自由電子(マイナスの電気を帯びた素粒子)を捕まえて取り込むことにより、余った電子が押し出され、それが再び取り込まれ電子回路が発生します。

皮膚表面から働きかけるその微弱な電子の流れが身体の通電性を高め筋肉を収縮させ、筋肉(柔軟性)の補助になり、関節のスムーズな動きなどに良い影響を及ぼし身体のバランスを整えると考えられています。

マイクロウェーブアドバンス・ウェアを着用して動ける体を手にいれろ!!

動きやすい体というのは、まさに肩がリラックスしていて、腰とか全身の無駄な力みを無い状態にすることで肩のコリや腰のハリなど、体の不調にはストレッチがいいと言われていて。ですが、いざストレッチをしようと思っても、時間もお金もかかってしまうのが現状です。

では腰のハリや肩のコリを簡単にとるためにどうすればいいの?

マイクロウェーブアドバンス・ウェアを着用することで、身体のリズムとアドバンス・ウェアから発振される「超微細振動波」の共振・共鳴(レゾナンス)効果により生体電流(マイクロカレント)を整えて、身体の気の流れを良くすればいいんです。

歩いたり、走ったり、立ち上がったたりするには「生体気流を下から上にするのが有効的」

素材の力と超微細振動加工を施すことにより、「生体気流」の方向を変えることができるアドバンス・ウェアを着用して生体気流を下から上にする事で、歩いたり、走ったり、立ち上がったるときに使う多くの筋肉の負担を減らしスムーズな身体の動きを手に入れることができます。



Micro Vibration TRINOX



男の悩みを解消!生涯現役宣言!!

Samurai Ring サムライリング



残尿感や尿切れ、勃起不全でお悩みの方に朗報!
トリノックスの「マイクロバイブレーション」効果で
血行を促進し、身体バランスを整えます。
装着したその瞬間からパワーを発揮します。

◆サイズ・入数

M:直径 26 ミリ L:直径 30 ミリの 2 個入り

■使用方法

・取扱説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

■使用上の注意

- ・かゆみなど肌に異常があらわれた時にはご使用をおやめ下さい。
- ・強く引っばったり、衝動、落下、衝撃にご注意下さい。
- ・高温になる、火や油を使用する付近では危険防止の為はずして下さい。

■保管及び取扱い上の注意

・直射日光や高温を避け、小さなお子さまの手の届かない場所に保管して下さい。

■備考

- ・効果には個人差があり、効果を保証するものではありませんので、予めご了承ください。
- ・本製品は治療を目的とするものではありません。

MBS 放送

和田雅也 加藤豊将

毎週火曜日よる 11:58 ~ 放送

3ビル店に「ゴゴゴ」のふたりが遊びに来てくれました!!

サラリーマン上司に
役ダリものリサーチ中

おとなの
コンビニ
Toy's
倶楽部

じっくり選んで
こっそり買える

日常生活タイプ

NEOアターパス SAMURAI RING

装着したその瞬間からパワーを発揮!トリノックス
(マイクロバイブレーション)効果を体験してください。

身体
バランス

血行促進

勃起不全

残尿感

尿切れ

侍

Lサイズ 直径30ミリ

Mサイズ 直径26ミリ

生涯現役宣言

Micro Vibration TRINOX × Toy's 倶楽部

TRINOX / Toy's 倶楽部共同開発 OEM 商品 サムライリング 一度装着すると手放せません